Experimento 2: Plano Inclinado

1- Objetivo

Usar um trilho de ar inclinado para estimar a aceleração local da gravidade.

2- Teoria

Um corpo em movimento retilíneo uniformemente acelerado (MRUA), com velocidade inicial \mathbf{v}_0 , terá uma velocidade final \mathbf{v} , depois de se deslocar por uma distância \mathbf{s} , dada pela equação de Torricelli

$$v^2 = v_0^2 + 2as$$
,

onde \mathbf{a} é a aceleração (constante). Se o corpo partir de repouso ($\mathbf{v}_0 = \mathbf{0}$), temos

$$v^2 = 2as$$
.

Assim, a aceleração de um corpo em MRUA, partindo do repouso, pode ser calculada como

$$a = \frac{v^2}{2s}.$$

Neste experimento, usamos um trilho de ar inclinado a um ângulo θ com relação à horizontal para produzir uma aceleração constante $\mathbf{a} = \mathbf{g} \ \mathbf{sen}(\theta)$, paralela ao trilho. (Este valor pode ser obtido aplicando-se as leis de Newton ao plano inclinado, caso desprezemos forças de atrito.) Ao medir a aceleração \mathbf{a} e o ângulo de inclinação $\mathbf{\theta}$, podemos determinar experimentalmente a aceleração local da gravidade \mathbf{g} . Com um conjunto de valores para \mathbf{a} , podemos estimar a incerteza em \mathbf{a} e, por propagação de erros, a incerteza em \mathbf{g} .

3- Material necessário

- cronômetro com um sensor óptico
- trilho de ar graduado em mm
- um planador
- 2 cilindros de inox
- placa de plástico retangular

4- Procedimento experimental

 Nivele cuidadosamente o trilho de ar. Para isto, ligue o compressor de ar que está acoplado ao trilho e posicione um planador sobre o seu centro, em repouso. Caso o planador se desloque para algum dos lados, leve-o novamente para o centro do trilho e ajuste um dos pés reguláveis do trilho de

- ar para cima ou para baixo, de modo que ele se aproxime da horizontal. Quando o planador apenas realizar suaves oscilações em torno do centro, sem um sentido claro de movimento, então o trilho estará nivelado.
- 2. Com o trilho de ar nivelado, coloque dois cilindros de inox (disponíveis no kit) sob o pé não-ajustável do trilho, de modo que ele fique inclinado com relação à horizontal. Para medir o ângulo θ de inclinação do trilho de ar (na verdade, é necessário apenas o seno deste ângulo), escolha cuidadosamente e meça duas distâncias no trilho de ar. Usando a relação trigonométrica adequada, obtenha o seno do ângulo de inclinação do trilho de ar, sen(θ).
- 3. Repare que **sen(θ) = h/D**, onde **h** é a elevação do pé do trilho (você terá que medir esse valor e estimar a incerteza), e **D**, a distância entre os pés. Você pode considerar que **D** é exatamente um metro.
- 4. Acople uma placa na parte superior do planador. Mova o planador de modo a verificar que a placa interrompe a luz do sensor óptico ao passar por ele.
- 5. Meça o comprimento útil da placa, isto é, o comprimento que efetivamente é percebido pelo sensor óptico. Para isso, verifique a posição de um ponto fixo no planador no momento em que o feixe infravermelho é interrompido (acende a luz do LED sobre o sensor) e em seguida verifique a posição deste mesmo ponto quando o feixe infravermelho deixa de ser interrompido (apaga a luz do LED). A distância entre estas duas posições fornecerá o comprimento desejado. Esse comprimento útil, L, será usado para calcular a velocidade média do planador passando pelo sensor. (Note que o comprimento efetivo é menor que o comprimento "real", medido por uma régua, por exemplo.)
- 6. Prepare o cronômetro para a posição GATE. Desta forma o cronômetro registrará o intervalo de tempo durante o qual a luz é interrompida (ou seja, o tempo de passagem do planador pelo sensor).
- 7. Pressione o botão RESET para limpar o mostrador do cronômetro antes de cada medida.
- 8. Certifique que a chave seletora da precisão do cronômetro esteja em 0,1 ms.
- 9. Encoste o planador no início do trilho de ar e anote a posição de seu centro (\mathbf{x}_0) , de acordo com a escala indicada na face lateral do trilho de ar.
- 10. Posicione o sensor a uma distância s = 30 cm a partir da posição inicial x_0 .
- 11. Solte o planador a partir de sua posição de repouso **x**₀ e anote o tempo que o planador leva para passar pelo sensor. Faça isso um total de CINCO vezes.

- 12. Repita o passo anterior com o sensor posicionado a distâncias de 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 e 120 cm da posição inicial x₀.
- 13. Não se esqueça de arrumar a bancada do laboratório e desligar o equipamento após terminar de fazer suas medições!

5- Organização dos dados experimentais

- Indique em uma tabela as medidas, com as respectivas incertezas, das seguintes grandezas medidas por você: tamanho efetivo do planador (L), elevação do pé do trilho (h), distância entre os pés do trilho (D). Não se esqueça das unidades de medida e, estime as incertezas dessas medidas considerando apenas a incerteza instrumental.
- Reúna seus dados de tempo de passagem do planador pelo sensor, <t>, em uma outra tabela, com os tempos separados pela posição do sensor, s. Não se esqueça de indicar a incerteza instrumental destes valores, sempre acompanhados da unidade de medida.

6- Análise numérica dos dados experimentais

- 1. Para cada deslocamento **s**, calcule o tempo médio que o planador gastou para passar pelo sensor, **<t>**, e a sua incerteza experimental. (Lembre-se que a incerteza experimental inclui tanto a incerteza instrumental quanto a incerteza estatística da média.)
- Para cada deslocamento s, calcule a velocidade do planador como sendo a sua velocidade média enquanto passa pelo sensor: v = L/<t>
 (Note que isso é uma aproximação.)
- 3. Para cada deslocamento **s**, calcule a incerteza da velocidade média através da fórmula de propagação de incertezas

$$\delta v = v \sqrt{\left(\frac{\delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\delta t}{\langle t \rangle}\right)^2}$$

onde δL é a incerteza no comprimento efetivo do planador e δt é a incerteza experimental no tempo de passagem, calculada no item 1.

- 4. Para cada deslocamento **s**, escreva o valor experimental para a velocidade do planador. (Não se esqueça de incluir as respectivas incertezas, sempre com unidade de medida.)
- 5. Para cada deslocamento **s**, calcule *a aceleração média* do planador, supondo que o seu movimento seja uniformemente acelerado: **<a> = <v>²/ 2s**.
- 6. Para cada deslocamento **s**, calcule *a incerteza da aceleração* do planador, através da fórmula de propagação de incertezas

$$\delta a = \frac{\langle a \rangle}{2} \sqrt{\left(2 \frac{\delta v}{\langle v \rangle}\right)^2 + \left(\frac{\delta s}{s}\right)^2}$$

onde $\delta s/s$ é a incerteza relativa na posição do sensor.

- 7. Usando os 10 valores da aceleração que você determinou (um para cada deslocamento s), calcule a estimativa experimental da aceleração ao longo do trilho (<a>). Calcule também a incerteza σ_a deste valor médio a partir dos seus 10 valores de aceleração.
- 8. Escreva, na forma padrão ($a_{exp}=\langle a \rangle \pm \sigma_a$), o valor experimental da aceleração.
- 9. Usando seu valor de <a>, estime o valor da aceleração local da gravidade, dada por <g> = <a>/sen(θ). Neste cálculo, despreze a incerteza do ângulo frente à incerteza na aceleração <a>. Assim, a incerteza em g será dada pela fórmula de propagação de incertezas

$$\delta g = \frac{\delta a}{\sin \theta}$$

10. Finalmente, escreva, na forma padrão, o seu resultado experimental para a aceleração local da gravidade.

6- Análise gráfica dos dados experimentais

Se a equação $\mathbf{v}^2 = \mathbf{2as}$ descreve corretamente o movimento do planador, o gráfico de $y = v^2$ versus x = 2s deve ser uma reta ($\mathbf{y} = \mathbf{ax}$) que passa pela origem, e cujo coeficiente angular é (por construção) igual à aceleração.

<u>Usando papel milimetrado</u>, faça um gráfico de $y = v^2$ no eixo vertical e x = 2s no eixo horizontal, seguindo com o seguinte procedimento:

- 1. Marque os 10 pontos que correspondem a seus dados $(x,y) = (2s,v^2)$.
- 2. Trace a reta **y = <a>x** com o valor de **<a>** (aceleração) que você calculou no item 5.7.

Seria muita coincidência se a estimativa de <a> obtida experimentalmente fosse exatamente igual à verdadeira aceleração. Porém, esperamos que, levando-se em conta a incerteza em <a>, o intervalo [<a> - σ_a , <a> + σ_a] tem uma chance razoável (\sim 70%) de conter a aceleração correta. A seguir, vamos verificar se isto acontece com os seus dados!

- 3. Calcule os coeficientes angulares $a_-=a-\sigma_a$ e $a_+=a+\sigma_a$. Eles representam um "limite inferior" e um "limite superior" para a aceleração.
- 4. Ao seu gráfico, acrescente mais duas outras retas: uma com equação y = a₊*x e outra com equação y = a₊*x, cujos coeficientes angulares foram calculados no item anterior. Note que o "leque" definido por essas duas retas expressa graficamente a incerteza no valor de <a> (no nível de 1σ ou seja, um nível de confiança de aproximadamente 70%).

7- Interpretação dos resultados experimentais

- 1. Sua estimativa de g é compatível (ao nível de 2-sigma) com o valor divulgado pelo Observatório Nacional para a aceleração da gravidade no Rio de Janeiro $(g_{ref} = 9,788 \text{ m/s}^2)$?
- 2. No seu gráfico, quantos dos dez pontos estão dentro da área compreendida pelas retas $y = (a \pm \sigma_a)^* x$? Esse número é o esperado? Por quê?
- 3. Na nossa análise gráfica, adotamos a hipótese de que as retas partem da origem. Porém, isto não precisa ser assim, necessariamente. O que significaria, fisicamente, se a equação da reta tivesse um coeficiente linear não-nulo?

8- Conclusões

- 1. Avalie a qualidade do seu experimento através da compatibilidade (ou não) do valor obtido por você com o referência da aceleração da gravidade.
- 2. Caso considere adequado, faça uma crítica dos métodos utilizados por você, indicando o que poderia ser melhorado, tanto do ponto de vista do experimento em si quanto da análise dos dados experimentais.